

TIMBANGAN BL-H2 HENHERR (2020)



FUNGSI TOMBOL :

1. **[UNIT]** : Memilih jenis satuan timbang
2. **[PRINT]** : Untuk koneksi RS232
3. **[PCS]** : Untuk fungsi counting
4. **[TARE]** : Tara sebuah wadah, menunjukkan nilai hasil timbang adalah berat bersih

CARA KALIBRASI (Misal : kap. 3000g x 0.1g) :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[TARE]** → ditahan
 - **[CAL]**
 - **[-----]**
 - **[2000]** → nilai berat beban untuk kalibrasi
 - o Tekan **[TARE]** → untuk memilih kapasitas
 - Pilihan : **500/1000/1500/2000/2500/3000**
3. Naikkan beban sesuai berat yang dipilih (2000 g)
 - **[-----]**
 - **[2000.0]** → layar akan menampilkan nilai beban yang dikalibrasi yaitu 2000 g
4. Kalibrasi selesai

CARA COUNTING MODE :

1. Tekan [PCS]
 - [SP 10] → contoh barang sebanyak : 10 pc
 - o Tekan [UNIT] → untuk memilih banyaknya contoh barang yang lain
 - Pilihan : 10/20/50/100/200/500
2. Letakkan barang sesuai dengan angka yang ada di layar yaitu : 10 pc
3. Tekan [PCS] → untuk menyimpan data sample
 - [-----]
 - [10] → layar menampilkan nilai barang yang di counting
4. Tambahkan/kurangkan jumlah barang yang ingin di counting

CARA MENGHILANGKAN FUNGSI COUNTING :

1. Tekan [UNIT]
 - Kembali ke penimbangan normal
2. Selesai

CARA MENGGANTI SATUAN UNIT

NB : Satuan unit hanya ada dua : gr dan Ib

1. Tekan [UNIT]
 - Lampu Ib menyala (aktif satuan Ib)
 - Lampu Ib tidak menyala (aktif satuan gr)
2. Selesai


METODE TRANSISI DATA TIMBANGAN KE HYPER TERMINAL

1. Aktifkan hyper terminal
2. Naikkan beban di timbangan
 - Maka komputer (hyper terminal) akan membaca nilai beban yang di timbang

KONEKSI RS232 DARI TIMBANGAN KE KOMPUTER (GENWEIGH A12E)


1. RS232 (COW) → KE TIMBANGAN

- Pin 2 : merah
 - Pin 5 : hitam



2. RS232 (CEW) → KE KOMPUTER

- Pin 2 : merah
 - Pin 5 : hitam



NB :

⇒ **BL-H2** Henherr bisa dikoneksi ke program **GENWEIGH A12E**

⇒ **Baud Rate = 9600 (sudah terprogram)**

Hasil printout dengan hyper terminal :

TIMBANGAN BL-H2 NEW (2020)



FUNGSI TOMBOL :

1. **[UNIT]** : Memilih jenis satuan timbangan (gr/ct/lb/tola)
2. **[PRINT]** : Untuk koneksi RS232
3. **[PCS]** : Untuk fungsi counting
4. **[TARE]** : Tara sebuah wadah, menunjukkan nilai hasil timbang adalah berat bersih

CARA KALIBRASITUNGGAL 1A(Misal : kap. 2000g x 0.01g) :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[TARE]** → tahan
 - **[LoAd 2]**
 - Tekan **[PCS]** → untuk memilih jenis Load (muatan beban) untuk kalibrasi
 - o **Pilihan :**
 - **Load 1** → kalibrasi F.S atau sesuai dengan keinginan
 - **Load 2** → kalibrasi Linear ½ F.S dan F.S
 - **Load 3** → kalibrasi Linear 1/3 F.S / 2/3 F.S & F.S
 - **Load 4** → kalibrasi Linear 1/4 F.S / 2/4 F.S / ¾ F.S & F.S
 - **Pilih [LoAd 1]**
3. Tekan **[TARE]**
 - **[2000]** → angka berkedip
 - Tekan **[TARE]** untuk pindah antar angka. Pindahkan Cursor ke paling kanan sampai angka diam
4. Tekan **[TARE]**
 - Tampil : -----
 - Tampil : 2000 (angka berkedip)

5. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tunggu sampai nilai beban diam secara otomatis
6. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI TUNGGAL 1B (Misal : kap. 2000g x 0.01g) :

Kalibrasi dengan beban : 1000gr

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[TARE]**➔ tahan
 - [LoAd 2]
 - Tekan **[PCS]**➔ untuk memilih jenis Load (muatan beban) untuk kalibrasi
 - **Pilihan :**
 - **Load 1**➔ kalibrasi F.S atau sesuai dengan keinginan
 - **Load 2**➔ kalibrasi Linear ½ F.S dan F.S
 - **Load 3**➔ kalibrasi Linear 1/3 F.S / 2/3 F.S & F.S
 - **Load 4**➔ kalibrasi Linear 1/4 F.S / 2/4 F.S / ¾ F.S & F.S
 - **Pilih [LoAd 1]**
 - 3. Tekan **[TARE]**
 - [2000] ➔ angka berkedip
 - Rubah menjadi 1000 dengan menekan **[PCS]**
 - [1000]➔ nilai beban yang ingin dikalibrasi yaitu 1000gr
 - Tekan **[TARE]** untuk pindah antar angka. Pindahkan Cursor ke paling kanan sampai angka diam
 - 4. Tekan **[TARE]**
 - Tampil : -----
 - Tampil : 1000 (angka berkedip)
 - 5. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tunggu sampai nilai beban diam secara otomatis
 - 6. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI LINEAR LOAD 2 (Misal : kap. 2000g x 0.01g) :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[TARE] → tahan**
 - **[LoAd 2]**
3. Tekan **[TARE]**
 - Tampil : -----
 - Tampil : 1000 (1/2 F.S) → angka berkedip
4. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tampil tulisan ZERO (diam)
5. Turunkan beban
 - Tampil : -----
 - Tampil : 2000 (F.S) → angka berkedip
6. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tunggu sampai nilai beban diam secara otomatis
7. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI LINEAR LOAD 3 (Misal : kap. 2000g x 0.01g) :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[TARE] → tahan**
 - **[LoAd 2]**
 - Tekan **[PCS] →** untuk memilih jenis Load (muatan beban) untuk kalibrasi
 - **Pilihan :**
 - **Load 1** → kalibrasi F.S atau sesuai dengan keinginan
 - **Load 2** → kalibrasi Linear ½ F.S dan F.S
 - **Load 3** → kalibrasi Linear 1/3 F.S / 2/3 F.S & F.S
 - **Load 4** → kalibrasi Linear 1/4 F.S / 2/4 F.S / ¾ F.S & F.S
 - **Pilih [LoAd 3]**
 - 3. Tekan **[TARE]**
 - Tampil : -----
 - Tampil : 667 (1/3 F.S) → angka berkedip
 - 4. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tampil tulisan ZERO (diam)
 - 5. Turunkan beban

- Tampil : -----
 - Tampil : 1334 (2/3 F.S) → angka berkedip
6. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
- Tampil tulisan ZERO (diam)
7. Turunkan beban
- Tampil : -----
 - Tampil : 2001 (F.S) → angka berkedip
8. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
- Tunggu sampai nilai beban diam secara otomatis
9. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI LINEAR LOAD 4 (Misal : kap. 2000g x 0.01g) :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan [TARE] → tahan
 - [LoAd 2]
 - Tekan [PCS] → untuk memilih jenis Load (muatan beban) untuk kalibrasi
 - **Pilihan :**
 - Load 1 → kalibrasi F.S atau sesuai dengan keinginan
 - Load 2 → kalibrasi Linear ½ F.S dan F.S
 - Load 3 → kalibrasi Linear 1/3 F.S / 2/3 F.S & F.S
 - Load 4 → kalibrasi Linear 1/4 F.S / 2/4 F.S / ¾ F.S & F.S
 - **Pilih [LoAd 4]**
3. Tekan [TARE]
 - Tampil : -----
 - Tampil : 500 (1/4 F.S) → angka berkedip
4. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tampil tulisan ZERO (diam)
5. Turunkan beban
 - Tampil : -----
 - Tampil : 1000 (2/4 F.S) → angka berkedip
6. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tampil tulisan ZERO (diam)
7. Turunkan beban
 - Tampil : -----

- Tampil : 1500 (3/4 F.S) → angka berkedip
- 8. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tampil tulisan ZERO (diam)
- 9. Turunkan beban
 - Tampil : -----
 - Tampil : 2000 (F.S) → angka berkedip
- 10. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang ada dilayar
 - Tunggu sampai nilai beban diam secara otomatis
- 11. Kalibrasi selesai

CARA COUNTING MODE :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[PCS]**
 - [SAP 10] → sampling 10 pc barang
3. Tekan **[UNIT]** → untuk memilih jumlah sample barang
 - Pilihan : 10/20/50/100/200/500/1000 sample
4. Pilih 10 pc
 - [SAP 10]
5. Tekan **[TARE]**
 - [Load – C]
 - Naikkan barang sebanyak 10 pc
6. Tekan **[TARE]**
 - [SAP ING] → berkedip
 - Layar menampilkan nilai 10
 - [10]
7. Tambahkan beban jika ingin mengetahui jumlah beban yang lebih banyak
8. Counting selesai

CARA MENGHILANGKAN FUNGSI COUNTING :

1. Tekan **[PCS]**
 - Kembali ke penimbangan normal
2. Selesai

CARA MENGGANTI SATUAN UNIT

NB : Satuan unit yang ada : gr, ct, lb, tola


1. Tekan [UNIT] ➔ pilih satuan unit yang diinginkan
2. Selesai

SETTING UNTUK PRINT PADA TIMBANGAN

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan [PRINT] ➔ ditahan
 - **[Pr – ETB]** ➔ mencetak secara manual dengan menekan tombol [PRINT]
 - **[Pr – SER]** ➔ mencetak secara otomatis berkelanjutan (continue)
 - **[Pr – Adr00]** ➔ Adress pengiriman sinyal
 - **[Pr – CLS]** ➔ fungsi print dihilangkan (tidak bisa print)/clear
 - **[Pr – STB]** ➔ mencetak secara otomatis ketika berat beban pada timbangan stabil
 - o Tekan [PCS] ➔ untuk memilih mode print
 - o **[Pr – ETB]**
3. Tekan [TARE]
 - **2400**
 - **4800**
 - **9600**
 - **19200**
 - o Tekan [PCS] ➔ untuk memilih Baud Rate
 - o **[2400]**
4. Tekan [TARE]
5. Selesai

HASIL PRINTOUT DENGAN PRINTER CK

- **Communication Mode :**
 - o **Pr - ETB**
 - **Baud Rate :**
 - o **2400**
1. Naikkan beban
 2. Tekan **[PRINT]**
 - Maka printer akan mencetak nilai hasil timbang



NB :


“Nilai hasil timbang tidak bisa di akumulasi (jumlahkan)”

KONEKSI RS232 TIMBANGAN BL-H2 HENHERR

(ke Komputer GENWEIGH A12E)


1. RS232 (COW) ➔ KE TIMBANGAN

- Pin 1 : putih
- Pin 3 : merah
- Pin 4 : hitam



2. RS232 (CEW) ➔ KE KOMPUTER

- Pin 2 : hitam
- Pin 3 : merah
- Pin 5 : putih




KONEKSI RS232 TIMBANGAN BL-H2 HENHERR

(ke Printer CK)

1. RS232 (COW) ➔ KE TIMBANGAN

- Pin 2 : merah
- Pin 3 : hitam
- Pin 5 : putih



2. RS232 (COW) ➔ KE PRINTER CK

- Pin 2 : merah
- Pin 7 : putih + hitam

